

Joinstar COVID-19 Antigen Rapid (Latex) «Spucktest»

- Nichtinvasive Probenahme – einfache Anwendung mit Speichel

Der Joinstar COVID-19 Antigen-Schnelltest (Latex) eignet sich zum qualitativen Nachweis neuartiger Coronaviren in Speichel/ Sputum und Stuhlproben (bei Speichel/ Sputum jeweils vom hinteren oropharyngealen Bereich).



Bestandteile

- Einweg-Pappbecher zur Speichel/ Sputumsammlung
- Coronavirus-Antigen-Testkassette
- Probennahmerohr mit Verschlusskappe und vorbefülltem Extaktorpuffer
- Tropfer

Packungsgrößen

1 Test pro Packung oder 25 Tests pro Packung

Verwendungszweck

Der COVID-19 Antigen-Rapidtest (Latex) eignet sich zum qualitativen Nachweis neuartiger Coronaviren in Speichel-, Sputum- (jeweils vom hinteren oropharyngealen Bereich) sowie Stuhl.

Technische Daten

- Spezifität 99.9% bei Speichel, Sputum und Stuhl
- Sensitivität 95% bei Sputum und Stuhl, 90% bei Speichel

Haltbarkeit und Lagerung

Der Test ist für 12 Monate haltbar, wenn alle Komponenten in dem versiegelten Beutel bleiben und der Test vor Licht geschützt bei 2°C bis 30°C aufbewahrt wird. Nach Öffnen der Packung sollte der Test binnen einer Stunde durchgeführt werden.

Vorteile

- Speichel/Sputum- und Stuhlproben können getestet werden
- Leicht zu bedienen
- Schnelles Ergebnis in 15 Minuten
- Alle Testkomponenten sind enthalten
- Ergebnisse zeigen keine Kreuzreaktivität

Hersteller

Joinstar Biomedical Technology Co., Ltd., China

EC Rep

Lotus NL B.V., Niederlande

Bestellinformation

Bestell-Nr	Pharmacode	Bezeichnung	Packungsgröße
991101	7795370	Joinstar COVID-19 Antigen Rapid Test (Latex)	1er Packung
991102	7794406	Joinstar COVID-19 Antigen Rapid Test (Latex)	25er Packung

Nähere Informationen und Anfragen

VostraMed AG

Baarermattstrasse 6, CH-6340 Baar

+41 41 552 25 10

info@vostramed.ch

www.vostramed.ch