

Joinstar COVID-19 Antigen Rapid (Colloidal Gold)

- Anterior-nasale-, nasopharyngeale- und oropharyngeale Abstrichproben-

Der Joinstar COVID-19 Antigen-Schnelltest (kolloidales Gold) eignet sich zum qualitativen Nachweis neuartiger Coronaviren in Proben von nasopharyngealen, anterior-nasalen (kurze Nase!) und oropharyngealen Abstrichen.



Test ist BfArM gelistet

Validiert und gelistet durch Paul-Erlich-Institut

Bestandteile

- Abstrichtupfer
- Coronavirus-Antigen-Testkassette
- Probennahmerohr mit Verschlusskappe und vorbefülltem Extraktorpuffer
- Gebrauchsanweisung

Packungsgrößen

1 Test pro Packung oder 25 Tests pro Packung

Bestellinformation

Bestell-Nr	Pharmacode	Bezeichnung	Packungsgröße
991103	7801063	Joinstar COVID-19 Antigen Rapid Test (Colloidal Gold)	1er Packung
991104	7801064	Joinstar COVID-19 Antigen Rapid Test (Colloidal Gold)	25er Packung

Nähere Informationen und Anfragen

VostraMed AG
Baarerstattstrasse 6, CH-6340 Baar
+41 41 552 25 10
info@vostramed.ch
www.vostramed.ch

Verwendungszweck

Der Joinstar COVID-19 Antigen-Schnelltest (kolloidales Gold) eignet sich zum qualitativen Nachweis neuartiger Coronaviren in Proben von nasopharyngealen, anterior-nasalen (kurze Nase!) und oropharyngealen Abstrichen.

Technische Daten

- Spezifität 99.2%
- Sensitivität 96.1% bei anterior-nasalem/ oropharyngealem Abstrich, 97.1% bei nasopharyngealem Abstrich

Haltbarkeit und Lagerung

Der Test ist für 12 Monate haltbar, wenn alle Komponenten in dem versiegelten Beutel bleiben und der Test vor Licht geschützt bei 2°C bis 30°C aufbewahrt wird. Nach Öffnen der Packung sollte der Test binnen einer Stunde durchgeführt werden.

Vorteile

- Anterior-nasale (**kurze Nase!**), nasopharyngeale- und oropharyngeale Proben
- Leicht zu bedienen
- Schnelles Ergebnis in 15 Minuten
- Alle Testkomponenten sind enthalten
- Ergebnisse zeigen keine Kreuzreaktivität

Hersteller

Joinstar Biomedical Technology Co., Ltd., China

EC Rep

Lotus NL B.V., Niederlande